

Produktinformation: bruksanvisning, monteringsanvisning, teknisk dokumentation, rekonditioneringsanvisning, brukarinformation, förskrivarinformation och skrotningsanvisning.

Nima Kildyna och Kildyna kök.

Nimacare ABs kildynor är avsedda att erbjuda brukaren en vinklad sits samtidigt som brukaren kommer lite högre upp i sitsen höjden underlättar för brukaren att resa sig efter sittande.

Kildyna Köksmodell innebär en kildyna med rundade hörn för att bättre passa in på en köksstol. Denna har också fästband för att lättare fästa dynan i en stol.

Specifikationer:

Överdrag Polyestertyg
Brukarvikt Max 150 kg

Brandskyddad Ja enligt SS EN 1021-1 & SS EN 1021-2

CE-märkning Ja

Vikt 0,5-0,8 kg

Tillbehör: Ink skyddad hygienhätta

Tvättråd
Överdrag:



Tvättråd
Dyna:



Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner

1.Tag ur dynan ur påsen. Dynan ligger i sitt överdrag och överdraget är märkt med etiketter som visar hur dynan skall placeras på stolen
Iakttag denna märkning, det är otroligt viktigt att dynan placeras rätt.

2.Kontrollera storleken på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek.

3.Överdraget är som standard EJ inkontinensskyddat.

Inkontinensskydd kan beställas separat till dynan i form av inkontinenshätta med resår.

4.Rengöring och skötsel Nimacares dynbaser andas och är inte försedda med vätsketätt ytskikt.

Detta gör att dynbasen inte skall tvättas i maskin. Tvätta för hand och desinficera t.ex med Virkon. Plantorka dynbasen. Överdraget kan tvättas i maskin i 60 grader och tål torktumling och torkskåp.

5.Destruering. Uttjänt dyna sorteras under brännbart