

**Produktinfo, bruksanvisning, monteringsanvisning, teknisk dokumentation, rekonditioneringsanvisning, brukarinformation, förskrivarinformation och skrotningsanvisning.**

## Nima Kildyna Hård



Nimacares Kildyna hård är en kilformad dyna avsedd att ge en framåtlutande sittställning. Dynan är hård och bör användas under annan dyna.

Dynorna finns med olika lutning beroende på brukarens behov.

Kildynan är tillverkad av Cellpolyeten.

Cellpolyeten är ett tryckbeständigt material som inte släpper igenom fukt.

### **Teknisk dokumentation/Varudeklaration:**

Dynbas av Cellpolyeten,

Brukarvikt Max 150 kg

Dynan är Brandskyddad och CE märkt.

Vikt ca 0,2 kg i storlekar under 40x40x3/1 cm

Tvättråd  
Dyna:



### **Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner**

- 1. Tag ur dynan ur påsen.** Dynan placera dynan enligt behov.
- 2. Kontrollera storleken** på dynan, om den inte passar så välj en annan storlek. Kontrollera också lutningen.
- 3. Rengöring och skötsel**  
Tvätta för hand och desinficera t.ex med Virkon eller vatten och tvål. Plantorka.
- 4. Destruering.** Uttjänt dyna sorteras under brännbart