


Fyllning:




Egenskaper:




## Beskrivning

- ✓ Håller brukaren i framstupa sidoläge och stöder knä, höft och överkropp.
- ✓ Tillåter brukaren att bibehålla semi ventral och semi lateral position.
- ✓ Lateral positionering kan användas med Thermoaktiv stöddyna (P-SS-22) vilket hindrar vissa typer av trycksår se sidorna 35-36
- ✓ Det finns ett speciellt snöre på insidan av överdraget som gör att dynan kan spännas för att förbli i önskad position.

## Exempel på användningsområden



**▶** Så här justeras dynan med hjälp av snöret.



**▶** Tillgängliga storlekar

Art nr	Storlek	A
P-SS-08/1	1	190

