Knäkil

Fyllning:



Egenskaper:





Beskrivning

- Vid användandet av Knäkilen i liggande position minskas trycket på nedre ryggen.
- Vid användning tillsammans med ringdyna (P-SS-13)uppnås Semi-Fowler position, där bäcken och nedre ryggen har 30° lutning i relation till varandra
- Ökar blod cirkulation och minskar risken för att benen skall svullna upp.
- Hindrar Hyperextension av knä.







Tillgängliga storlekar

Art nr	Storlek	А	В	C1	C2
P-SS-10/1	1	80	63	47	37
P-SS-10/2	1	80	75	56	44

